



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
16/03/2015

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**



**REF: BSC124**

**CONTENITORE 30 ml PER URINA IN POLIPROPILENE  
TAPPO A VITE ROSSO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA  
DATI PAZIENTE**

**URINE CONTAINER 30 ml IN POLYPROPYLENE WITH RED  
SCREW CAP, WITH FROSTED LABEL FOR PATIENT DATA:  
NAME, N°, DATE**

W0503010206 - BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25174	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
STERILIZZAZIONE	/	STERILIZATION
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	30	Nominal volume container (ml)
ø inferiore	28,2 mm	ø lower
ø superiore	29,1 mm	ø higher
Altezza senza tappo	81 mm	Height without cap
Altezza con tappo	82 mm	Height with cap
COLORE CONTENITORE	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	CUP COLOUR
COLORE TAPPO	Rosso / Red	CAP COLOUR
Graduazione a	5, 10, 15, 20, 25, 30 ml	Graduated at
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
QUANTITA' CONFEZIONE	700 pz / 700 pcs.	BOX QUANTITY
QUANTITA' INTERNA	Articoli sfusi / Bulk items	INNER QUANTITY
STOCCAGGIO	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile. <i>Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable</i>	STORAGE