



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento  
16/03/2015

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET



### REF: BSC132

**CONTENITORE 30 ml PER FECI IN POLIPROPILENE  
TAPPO A VITE ROSSO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA  
DATI PAZIENTE, IN CONF. SINGOLA, STERILE.**

**FEACES CONTAINER 30 ml IN POLYPROPYLENE WITH  
RED SCREW CAP, WITH FROSTED LABEL FOR PATIENT  
DATA, INDIVIDUALLY WRAPPED, STERILE**

W0503010206 - BICCHIERI IN MATERIALE PLASTICO PER ANALISI

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25135	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
STERILIZZAZIONE	Raggi beta / Beta rays	STERILIZATION
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	30	Nominal volume container (ml)
ø inferiore	21 mm	ø lower
ø superiore	33 mm	ø upper
Altezza senza tappo	81 mm	Height without cap
Altezza con tappo	82 mm	Height with cap
COLORE CONTENITORE	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	CUP COLOUR
COLORE TAPPO	Rosso / Red	CAP COLOUR
Graduazione a	/	Graduated at
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	Shelf life
QUANTITA' CONFEZIONE	500 pz / 500 pcs.	BOX QUANTITY
QUANTITA' INTERNA	Confezione singola / Individually wrapped	INNER QUANTITY
STOCCAGGIO	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile. <i>Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable</i>	STORAGE