



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

**M521D**

Aggiornamento  
16/03/2015

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET**

**REF: BSC200**

**URINTRANSFER® CONTENITORE 120 ML PER URINA IN POLIPROPILENE, CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE PER PROVETTE SOTTOVUOTO, TAPPO A VITE GIALLO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA, CONFEZIONE SINGOLA, STERILE**

**URINTRANSFER® 120 ML IN PP, YELLOW SCREW CAP, ASPIRATION SYSTEM FOR VACUUM TUBES, FROSTED LABEL, INDIVID. WRAPPED, STERILE**



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000  
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25015	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	Microbiological status
STERILIZZAZIONE	Raggi beta / Beta rays	STERILIZATION
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	120	Nominal volume container (ml)
∅	55 mm	∅ I
Altezza con tappo	73,5 mm	Height with cap
COLORE CONTENITORE	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	CUP COLOUR
COLORE TAPPO	Giallo/ Yellow	CAP COLOUR
QUANTITA' CONFEZIONE	250 pz / 250 pcs.	BOX QUANTITY
QUANTITA' INTERNA	Confezione singola / Individually wrapped	INNER QUANTITY
STOCCAGGIO	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile. Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable	STORAGE