



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | www.biosigma.com | www.biosigma.it

M521D

Aggiornamento
16/03/2015

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

REF: BSC202

**URINTRANSFER® CONTENITORE 120 ML PER URINA IN POLIPROPILENE,
CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE PER PROVETTE SOTTOVUOTO, TAPPO A VITE
GIALLO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA**

**URINTRANSFER® 120 ML IN PP, YELLOW SCREW CAP, ASPIRATION
SYSTEM FOR VACUUM TUBES, FROSTED LABEL**



Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000
CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive

Fabbricante	FL MEDICAL SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	25014	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
STERILIZZAZIONE	/	STERILIZATION
Materiale impiegato contenitore	Polipropilene / Polypropylene	Raw material – container
Materiale impiegato tappo	Polietilene / Polyethylene	Raw material - cap
Volume nominale (ml)	120	Nominal volume container (ml)
∅	55 mm	∅ I
Altezza con tappo	73,5 mm	Height with cap
COLORE CONTENITORE	Neutro, trasparente / Neutral, transparent	CUP COLOUR
COLORE TAPPO	Giallo/ Yellow	CAP COLOUR
QUANTITA' CONFEZIONE	300 pz / 300 pcs.	BOX QUANTITY
QUANTITA' INTERNA	SFUSI / IN BULK	INNER QUANTITY
STOCCAGGIO	Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile. Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable	STORAGE